



GOBIERNO DE PUERTO RICO

Departamento de Seguridad Pública
Negociado del Cuerpo de Emergencias Médicas

PEDRO J. JANER ROMÁN
SECRETARIO

LCDO. GUILLERMO TORRUELLA FARINACCI
COMISIONADO

31 de marzo de 2020

TODO PERSONAL OPERACIONAL NCEM

Efrén D. Méndez Pérez, MBA
Director de Operaciones

RE: REUTILIZACION Y ASIGNACION DE PROTECTORES DE CARA (FACE SHIELDS)

Como es de conocimiento general el pasado 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró la enfermedad respiratoria causada por el COVID-19 como una emergencia sanitaria y social mundial de nivel pandémico que requería la acción efectiva e inmediata de todos los gobiernos alrededor del mundo. Esta situación ha requerido medidas de protección extraordinarias, así como un aumento exponencial del uso y demanda de equipos de seguridad personal a nivel mundial. Esta realidad ha provocado una escasez en los inventarios disponibles de estos equipos y una demora sustancial en los tiempos de entrega.

Por esta razón, el Centro de Control de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) ha generado una serie de guías con recomendaciones relacionadas al uso y reuso seguro de estos equipos, con el enfoque de salvaguardar a los profesionales que laboran durante esta emergencia. Tomando estas guías como base y en aras de maximizar el uso de los equipos de protección personal que tenemos disponibles en estos momentos, le informamos que se le estará asignando a cada uno de ustedes para uso exclusivo un “face shield” (protector de cara). El mismo debe ser conservado y reutilizado siempre y cuando el mismo no este roto, se pueda fijar y utilizar de forma segura y no afecte su visibilidad. De ser necesario descartarlo por alguna de estas razones o alguna otra razón justificada, deberá notificar a su supervisor inmediato para proveerle otro. Es sumamente importante el debido cuidado y desinfección constante de este equipo.

Aprovecho para recordarle algunos aspectos importantes sobre el uso de sus “face shields”:

- Al momento de quitárselo o retirarlo, colóquese guantes limpios y tome el protector ocular por la tira en la parte trasera de la cabeza. Con cuidado pase un paño desinfectante (Cavi Wipe o Sani Cloth) por el interior del protector y luego por el exterior del mismo.
- Permita que la solución aplicada al protector ocular se seque completamente (seque al aire).
- Proceda a quitarse y descartar los guantes una vez finalice el proceso de desinfección lávese las manos con agua y jabón por 20 segundos de ser posible o utilice toallas desinfectantes para hacer un lavado en seco de no tener disponible agua y jabón.

Esta medida es de carácter temporero hasta nuevo aviso, en lo que se logra estabilizar nuevamente el suplido de inventario.

*Referencia: <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/ppe-strategy/>. Coronavirus disease 2019. Strategies to Optimize PPE & Equipment: Eye protection.

